

# SCHEDA TECNICA

PRODOTTO: MATERASSO NEONATALE SLEEPANGEL

CODICE CND: V9099

CODICE RDM: 2461395/R

Dispositivo Medico – Classe I non sterile e senza funzioni di misura



## DESCRIZIONE:

Materasso neonatale antibatterico ed antivirale che non consente l'ingresso al suo interno degli agenti patogeni grazie a tre caratteristiche chiave:

- Tessuto in poliuretano PureShield™ nanoporoso, che non permette la penetrazione degli agenti contaminati, permeabile al vapore ma non ai liquidi;
- Filtro PneumaPure™ che permette il flusso di aria tra interno ed esterno del cuscino bloccando anch'esso gli allergeni e patogeni;
- Cuciture laterali SafeWeld™ termosaldate che, non presentando fori da cucitura, non permettono il passaggio di agenti patogeni.

## MISURE:

Materasso 31x61x4cm, peso 490g

Cod. 3070000

Conf. da 16 pezzi

## DATI TECNICI:

Rivestimento esterno	100% Poliuretano, Parte superiore: Royal blu, Base grigio antiscivolo
Densità del tessuto	Parte superiore: 180 g/m <sup>2</sup> , parte inferiore: 215g/m <sup>2</sup>
Imbottitura	3 strati: strato della base rigido da 12 mm in schiuma da 40 kg/m <sup>3</sup> strato intermedio medio-morbido da 12 mm in schiuma da 27 kg/m <sup>3</sup> strato superiore in memory foam da 15 mm leggermente sagomato da 60 kg/m <sup>3</sup>
Etichetta	Personalizzabile
Pulizia	Disinfettare con soluzione max. 72% alcohol, o con max. 1000 ppm cloro attivo. Pulire con panno inumidito di acqua.
Standard di sicurezza	Cuscino ignifugo in conformità con normativa: EN 597-1:1994, EN 597 2:1994 e BS 6807:2008 Sezione 9, fonte di innesco 5 (da BS 7177:2008+A1:2011 Rischio medio) I cuscini ed il loro confezionamento sono 100% Latex Free
Garanzia	2 anni

## CONFEZIONAMENTO:

Il materasso neonatale è confezionato singolarmente in buste di Polietilene (PE) poi poste in scatole di cartone.

## FABBRICANTE:

Gabriel Scientific OÜ. Mauri tee 3, Papsaare küla, Pärnu, Pärnumaa  
88317, Estonia

## DISTRIBUTORE ESCLUSIVO:

IN.CAS. S.r.l. Via Staffali 40/A – 37062 Dossobuono di Villafranca (VR)  
Tel. 045/8601267 Fax 045/8601090 E-mail: [info@incasmed.com](mailto:info@incasmed.com)  
Sito Web: <https://www.incasmed.com>