

SCHEDA TECNICA

PRODOTTO: PIUMINO SLEEPANGEL

CODICE CND: V9099

CODICE RDM: 2461395/R

Dispositivo Medico – Classe I non sterile e senza funzioni di misura



DESCRIZIONE:

Piumino antibatterico ed antivirale disponibile in due taglie che non consente un ingresso al suo interno degli agenti patogeni grazie a tre caratteristiche chiave:

- Tessuto in poliuretano PureShield™ nanoporoso, che non permette la penetrazione degli agenti contaminati, permeabile al vapore ma non ai liquidi;
- Filtro PneumaPure™ che permette il flusso di aria tra interno ed esterno del cuscino bloccando anch'esso gli allergeni e patogeni;
- Cuciture laterali SafeWeld™ termosaldate che, non presentando fori da cucitura, non permettono il passaggio di agenti patogeni.

MISURE:

200x135 cm

Codice 4012005

Conf da 6 pezzi

198x138 cm

Codice 4012003

Conf da 6 pezzi

200x140 cm

Codice 4012018

Conf da 6 pezzi

DATI TECNICI:

Rivestimento esterno	100% Poliuretano
Densità del tessuto	180 g/m ²
Imbottitura	100% ovatta termosaldada di poliestere, densità 200 g/m ²
Etichetta	Personalizzabile
Pulizia	Disinfettare con soluzione max. 72% alcohol, o con max. 1000 ppm cloro attivo. Pulire con panno inumidito di acqua.
Standard di sicurezza	Piumone ignifugo in conformità con: BS 7175 fonte di accensione 0,1 e 5 BS NE ISO 12952 1:2010 e BS EM ISO 12952 2:2010 SL1 (non infiammabile) I piumoni ed il loro confezionamento sono 100% <i>Latex Free</i>
Garanzia	2 anni

CONFEZIONAMENTO:

I piumini sono confezionati singolarmente in buste di Polietilene (PE) poi poste in scatole di cartone.

FABBRICANTE:

Gabriel Scientific OÜ. Mauri tee 3, Papsaare küla, Pärnu, Pärnumaa
88317, Estonia

DISTRIBUTORE ESCLUSIVO:

IN.CAS. S.r.l. Via Staffali 40/A – 37062 Dossobuono di Villafranca (VR)
Tel. 045/8601267 Fax 045/8601090 E-mail: info@incasmed.com
Sito Web: <https://www.incasmed.com>