

# SCHEDA TECNICA

PRODOTTO: POSIZIONATORI FLO-FORM SLEEPANGEL

CODICE CND: V9099

CODICE RDM: 2461395/R

Dispositivo Medico – Classe I non sterile e senza funzioni di misura



## DESCRIZIONE:

Posizionatori modellabili, antibatterici ed antivirali disponibili in diverse taglie che non consentono un ingresso al loro interno degli agenti patogeni grazie a tre caratteristiche chiave:

- Tessuto in poliuretano PureShield™ nanoporoso, che non permette la penetrazione degli agenti contaminati, permeabile al vapore ma non ai liquidi;
- Filtro PneumaPure™ che permette il flusso di aria tra interno ed esterno del cuscino bloccando anch'esso gli allergeni e patogeni;
- Cuciture laterali SafeWeld™ termosaldate che, non presentando fori da cucitura, non permettono il passaggio di agenti patogeni.

## MISURE:

Saponetta 19x27cm, peso 312g	Codice 3015006	Conf da 16 pezzi
Saponetta 24x38cm, peso 710g	Codice 3015007	Conf da 15 pezzi
Saponetta 48x63cm, peso 3125g	Codice 3015008	Conf da 6 pezzi

## DATI TECNICI:

Rivestimento esterno	100% Poliuretano (Flame Safety Compliant)
Densità del tessuto	180 g/m <sup>2</sup>
Imbottitura	Flo-Form, materiale di riempimento fluidizzato
Etichetta	Personalizzabile
Pulizia	Disinfettare con soluzione max. 72% alcohol, o con max. 1000 ppm cloro attivo. Pulire con panno inumidito di acqua.
Ideale per	La redistribuzione della pressione e facilitare il posizionamento dell'utilizzatore
Garanzia	2 anni

## CONFEZIONAMENTO:

I posizionatori Flo-Form sono confezionati singolarmente in buste di Polietilene (PE) poi poste in scatole di cartone in numero variabile a seconda del codice.

## FABBRICANTE:

Gabriel Scientific OÜ. Mauri tee 3, Papsaare küla, Pärnu, Pärnumaa  
88317, Estonia

## DISTRIBUTORE ESCLUSIVO:

IN.CAS. S.r.l. Via Staffali 40/A – 37062 Dossobuono di Villafranca (VR)  
Tel. 045/8601267 Fax 045/8601090 E-mail: [info@incasmed.com](mailto:info@incasmed.com)  
Sito Web: <https://www.incasmed.com>