

SCHEDA TECNICA

PRODOTTO: TOPPER SLEEPANGEL

CODICE CND: V9099

CODICE RDM: 2461395/R

Dispositivo Medico – Classe I non sterile e senza funzioni di misura



DESCRIZIONE:

Topper antibatterico ed antivirale che non consente un ingresso al suo interno di agenti patogeni grazie a tre caratteristiche chiave:

- Tessuto in poliuretano PureShield™ nanoporoso, che non permette la penetrazione degli agenti contaminati, permeabile al vapore ma non ai liquidi;
- Filtro PneumaPure™ che permette il flusso di aria tra interno ed esterno del cuscino bloccando anch'esso gli allergeni e patogeni;
- Cuciture laterali SafeWeld™ termosaldate che, non presentando fori da cucitura, non permettono il passaggio di agenti patogeni.

MISURE:

110x60x5 cm

110x52x5 cm

170x52x5 cm

Codice 3050126

Codice 3050128

Codice 3050129

Conf da 10 pezzi

Conf da 10 pezzi

Conf da 5 pezzi



INCAS
Medical Safety
Innovation

DATI TECNICI:

Rivestimento esterno	100% Poliuretano
Densità del tessuto	180 g/m ²
Imbottitura	100% microfibra di Poliestere
Etichetta	Personalizzabile
Pulizia	Disinfettare con soluzione max. 72% alcohol, o con max. 1000 ppm cloro attivo. Pulire con panno inumidito di acqua.
Standard di sicurezza	Cuscino ignifugo in conformità con: BS 7175 fonte di accensione 0,1 e 5 BS NE ISO 12952 1:2010 e BS EM ISO 12952 2:2010 SL1 (non infiammabile) I cuscini ed il loro confezionamento sono 100% <i>Latex Free</i>
Garanzia	2 anni

CONFEZIONAMENTO:

I topper sono confezionati singolarmente in buste di Polietilene (PE) poi poste in scatola di cartone.

FABBRICANTE:

Gabriel Scientific OÜ. Mauri tee 3, Papsaare küla, Pärnu, Pärnumaa
88317, Estonia

DISTRIBUTORE ESCLUSIVO:

IN.CAS. S.r.l. Via Staffali 40/A – 37062 Dossobuono di Villafranca (VR)
Tel. 045/8601267 Fax 045/8601090 E-mail: info@incasmed.com
Sito Web: www.incasmed.com

