

SCHEDA TECNICA

PRODOTTO: POSIZIONATORI FLO-LOCK SLEEPANGEL

CODICE CND: V9099

CODICE RDM: 2461395/R

Dispositivo Medico – Classe I non sterile e senza funzioni di misura



DESCRIZIONE:

Posizionatori antibatterici ed antivirali disponibili in diverse taglie e forme che non consentono un ingresso al loro interno degli agenti patogeni grazie a tre caratteristiche chiave:

- Tessuto in poliuretano PureShield™ nanoporoso, che non permette la penetrazione degli agenti contaminati, permeabile al vapore ma non ai liquidi;
- Filtro PneumaPure™ che permette il flusso di aria tra interno ed esterno del cuscino bloccando anch'esso gli allergeni e patogeni;
- Cuciture laterali SafeWeld™ termosaldate che, non presentando fori da cucitura, non permettono il passaggio di agenti patogeni.

MISURE:

Forma a "S" 34x43cm, 1550g	Codice 3018037	Conf da 3 pezzi
Mezza luna 128x30cm, 1260g	Codice 3018038	Conf da 4 pezzi
Triangolo 60x30cm, 960g	Codice 3018039	Conf da 5 pezzi
Mezzo fiore 7x47cm, 990g	Codice 3018040	Conf da 4 pezzi
Cilindro 17x70cm, 470g	Codice 3018041	Conf da 6 pezzi
Saponetta 40x60cm,540g	Codice 3018042	Conf da 5 pezzi
Saponetta 30x40cm,260g	Codice 3018043	Conf da 12 pezzi
Saponetta 22x35cm,160g	Codice 3018044	Conf da 16 pezzi
Saponetta 50x70cm,600g	Codice 3018065	Conf da 8 pezzi

DATI TECNICI:

Rivestimento esterno	100% Poliuretano, Royal blu
Densità del tessuto	180 g/m ²
Imbottitura	100% microsfere di polistirene
Etichetta	Personalizzabile
Pulizia	Disinfettare con soluzione max. 72% alcohol, o con max. 1000 ppm cloro attivo. Pulire con panno inumidito di acqua.
Standard di sicurezza	Cuscino ignifugo in conformità con normativa: BS 7175:1989. Sezione 2. I cuscini ed il loro confezionamento sono 100% Latex Free
Garanzia	2 anni



CONFEZIONAMENTO:

I posizionatori sono confezionati singolarmente in buste di Polietilene (PE) poi poste in scatole di cartone in numero variabile a seconda del codice.

FABBRICANTE:

Gabriel Scientific OÜ. Mauri tee 3, Papsaare küla, Pärnu, Pärnumaa
88317, Estonia

DISTRIBUTORE ESCLUSIVO:

IN.CAS. S.r.l. Via Staffali 40/A – 37062 Dossobuono di Villafranca (VR)
Tel. 045/8601267 Fax 045/8601090 E-mail: info@incasmed.com
Sito Web: <https://www.incasmed.com>